

# Movia M-Stool

Ett enkelt hjälpmedel som gör förflyttningen säkrare.

Vid aktivering  
och mobilisering



## Vid toalett

Kan ge bättre fotkontakt och tryggare sittställning



## Med vårdarassistans

Urtaget ger plats för vårdarens fot nära brukaren



## Res sig upp från golv

Genom att använda M-Stool under ena knät blir det lättare att få fram stödbenet.

Movia M-Stool har tagits fram för att "höja golvet" och därigenom ge ett säkert och tryggt stöd för fötterna vid sittande.

Produkten passar vid överflyttningar mellan säng och rullstol, vid toalettbesök och vid positionering längre bak i stol eller rullstol.

Resultatet blir bättre stöd för brukaren och ett mer ergonomiskt arbetssätt för vårdpersonal.

## Produktspecifikation

**Artikelnr:** 1820 M-Stool

**SWL:** 170 kg

**Material:** Kärnan/Baspolymer: Polyeten (PE), Återvunnet  
Innehåll: 30% PCR (post consumer recycled polyeten), Återvinningsbar: 100%  
Överdrag: Dartex – avspritningsbart med i vården vanligt förekommande alkoholer (ej klorin).  
Maskintvätt 60-80°C. Använd inte sköljmedel.

CE-märkt som en medicinteknisk produkt enligt MDR 2017/745, klass I.

