



# Movia DuoInco

Vänd ena sidan upp och du får ett incolakan – Vänd andra sidan upp och du får ett satinglidlakan



Ovansidan används som incolakan/draglakan med absorberande funktion.



Undersidan används som glidlakan med incosidan undertill som vätskespärr.

2 in 1  
för olika  
behov

## Kort om produkten

Movia DuoInco är ett flerk Funktions hjälpmedel. Det kan användas både som ett draglakan med absorberande funktion och som ett glidlakan i satin med vätskespärr.

Movia DuoInco är utvecklad för att underlätta vändning, lägesändring och sidoförflyttning i säng. Beroende på behov kan produkten bäddas som draglakan med absorberande funktion eller som ett glidlakan med satin med vätskespärr. Det ger flexibilitet och säker användningen samt minskar behovet av flera olika hjälpmedel i sängen.

DuoInco har fyra manuella/lyfthandtag på varje sida för maximal funktion och flexibilitet. Handtagen är dolda/enbart synliga då du använder produkten som ett draglakan.

”Det ska vara lätt att göra rätt” – då du använder produkten som ett draglakan visas dragriktningen med pilar – intuitivt och enkelt för användare att göra rätt.

### Produktspecifikation

**Artikelnr:** 1600-1; Storlek 180 × 100 cm · SWL 200 kg

**Material:** Polycotton, Polyester, Rayon



**Tvättråd:** Max 80 grader

CE-märkt som en medicinteknisk produkt enligt MDR 2017/745, klass I.

